

KASUTAMISE HOIATUSED
CE IN VITRO DIAGNOSTIKA SEADE – Professionaalseks sanitaarseks kasutamiseks

- In vitro diagnostika seadmed: katsutid, mahutid bioloogiliste vedelike kogumiseks, Petri tassid, mikrobioloogilised inokulatsiooniasad, proovitopsid autoanalüsaatori jaoks. Ainult proovide (v.a vere) kogumiseks inimestelt. Ärge kasutage toodet mistahes muul otstarbel; seda loetakse sobimatuks. Kasutage seadet ainult koos sobivate tarvikutega.
- Kasutage kaitsekindaid.
- Ärge asetage seadet leegi lähedusse.
- Ärge kasutage toodet, kui see on aegunud või kahjustatud või kui pakend on avatud.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke kuivas kohas eemal soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest.
- Kõrvaldage toode kehtivate seaduste järgi bioloogiliselt ohtlike jäätmete konteinerisse.
- Enne toote kasutamist konkreetsete ainetega kontrollige materjalide vastupidavuse/ühilduvuse tabelit.
- **Steriilne toode: steriilsus on tagatud kuni pakendi avamiseni. Steriliseerimine toimub beetakiirgusega.**
- Seade on ühekordselt kasutatav. Seadme korduskasutamine toob kaasa kõigi toimivusnäitajate ja omaduste halvenemise.
- Kõikidest seadmega seotud ohujuhtumitest tuleb teatada tootjale ja patsiendi elukohariigi pädevale asutusele.



F.L. Medical s.r.l Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536_Use Warnings IVD_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022