



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO
DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC
BONNETS AVEC ÉLASTIQUES
GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO
JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ
BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC
EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO
BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Import-
tat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



GB

Product Name Disposable Cap With Elastic

Product Code FGDCE-SM35 (21097)

Product Model Elastic on cap, 62x14.5cm

Structure and Composition The cap is made of 35-40gSMS, with elastic for fixing.

Intended use The products are mainly used for general isolation in out-patient clinics, wards, inspection rooms, cleaning room, laboratory etc. It is intended to be used by healthcare professionals in hospitals and clinics to maintain a good level of hygiene and contribute to infection control.

Contraindication The products can be used only once and should be used immediately after opening the package. If the package is damaged, the product is wet or moldy. Don't use them.

How to use the product

1. Open the product package and take out of the cap, and squeeze the ends of the cap with both hand.

2. Raise your hand and put the cap on your head and adjust it to make sure your hair is not leaking.

Storage It should be stored in a clean room with relative humidity not exceeding 80%, no corrosive gas, stored in a cool, dry and well ventilated.



Warning

1. This product is disposal product, don't reuse.
2. This product is single use, never share your product with another.
3. It is forbidden to use when the packaging or the caps are damaged.

Notice: Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and competent authority of the Member State in which the user or patient is established.

Validity 3 years.

Date of production See date on packaging

Date of expiration See date on packaging

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies

	IT Codice prodotto GB Product code		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place
	IT Numero di lotto GB Lot number		IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Dispositivo medico GB Medical Device
	IT Non sterile GB Non-sterile		IT Data di scadenza GB Expiration date		IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB Don't use if package is damaged
	IT Limite di umidità GB Humidity limit		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use		IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use
	IT Limite di temperatura GB Temperature limit		IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community		IT Fragile, maneggiare con cautela GB Fragile, handle with care
	IT Questo lato su GB This side up		IT Maneggiare con cura GB Handle with care		IT Identificatore univoco del dispositivo GB Unique device identifier