

# BATA ESTÁNDAR DESECHABLE SMMS

## ESPAÑOL

**Nombre del producto** Bata estándar desechable SMMS  
**Código del producto** FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL,  
 FGS-SG-SM50-XXL  
**Tamaño del producto** Unidad: cm

Código GIMA	21047	21048	21049
Código FULL GUARD	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Tamaños	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Longitud (Del hombro a la orilla)	120	130	130
Anchura (monocapa)	150	150	150
Longitud del cinturón	65	65	65
Longitud de la manga	59	59	59
Desviación	±2	±2	±2

**Modelo de producto** Tipo de bata L/XL/XXL

**Estructura y composición** El producto utiliza tela no tejida SMMS de 50g. Está integrada por una parte delantera, una trasera, las mangas, el lazo y los puños. El proceso tecnológico consiste en el corte, la soldadura por ultrasonidos, los lazos, el velcro, el puño, el plegado y el sellado.

**Uso previsto** Estos artículos se esterilizan mediante el método EO y se utilizan como barrera contra la penetración de líquidos y microbios entre el paciente y el quirófano, otros dispositivos quirúrgicos y el personal del quirófano.

**Contraindicaciones** El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto está húmedo o enmohecido. No lo utilice.

**Cómo usar el producto** Abra el envase y saque el producto, agite suavemente la bata, levante los lados del cuello, introduzca las manos en las mangas, extienda los brazos hacia adelante y ate los cinturones.

**Almacenamiento** Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

### ⚠ Advertencia

- Este producto es un producto desechable, no lo reutilice.
- Este producto es de uso único, no lo comparta con otra persona.
- Está prohibido utilizarlo si el envase del producto aparece dañado.

**Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.**

**Validez** 2 años.

**Fecha de producción** Consulte la fecha en el paquete

**Fecha de caducidad** Consulte la fecha en el paquete

### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

 REF	Código producto		Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
 LOT	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Fabricante		Fecha de fabricación		Producto sanitario
 STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno		Fecha de caducidad		No usar si el paquete está dañado
	Límite de humedad		Consultar las instrucciones de uso		Dispositivo monouso, no reutilizable
	Límite de temperatura		Representante autorizado en la Comunidad Europea		Frágil, manipular con cuidado
	Este lado hacia arriba		Manipular con cuidado		

 REF **FGS-SG-SM50-L (21047)**  
**FGS-SG-SM50-XL (21048)**  
**FGS-SG-SM50-XXL (21049)**



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
 Yongan East Avenue,  
 Xianning Economic Development  
 Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
 Made in China



ZOUSTECH S.L.  
 Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
 28046 - Madrid, Spain

 

Importé par / Importador por:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

