

Información del producto: Cureta dermatológica desechable Kai



Cureta dermatológica desechable

- Cuchillas de acero inoxidable con mango de polipropileno (PP)
- Mango estriado para un agarre y un control seguros
- Identificación del tamaño en cada cureta
- Se utiliza para raspado de tejido, principalmente en piel
- Las curetas son estériles y de un solo uso
- Áreas clínicas: dermatología, cirugía, veterinaria y podología

Tamaños:




Envase: cada cureta en un blíster y 20 unidades en una caja dispensadora, 20 cajas por cartón de exportación.

Manejo seguro

- Guardar los productos nuevos en un lugar seco, limpio y seguro.
- Evitar la temperatura y humedad altas, la luz solar directa, que se humedezca y conservar a temperatura ambiente.
- No guardar junto a productos químicos o en lugares con gases.
- Es necesario confirmar el período de validez en cada envase y caja (vida útil 5 años).
- Cuando confirme el período de validez en cada envase y caja, deseche los productos que hayan caducado.
- Antes de cada uso, examine el producto por si hay componentes sueltos, doblados, rotos, agrietados, desgastados o fracturados.
- No utilice el producto si está dañado o defectuoso. Aparte el producto si está dañado.
- Prohibido reutilizar.
- Prohibido volver a esterilizar.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No utilizar si se considera que la condición aséptica de los productos se pierde por la rotura del envase.
- Compruebe que el envase no está roto ni tiene agujeros antes de abrirlo.



kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japón



kai Europe GmbH, Kottendorfer Strasse 5, 42697 Solingen, Alemania

CE0197

El producto cumple los requisitos de la directiva 93/42CEE