

meso-relle[®]

Raccordo multiniettore

Needles-syringe connector multinjector

Raccord seringue-aiguilles multipuncteur

Nadel -Spritzen- Verbindung für Mehrfachinjektionen

Conector multiinyector para aguja-jeringa

Instrucciones de uso

El conector mesorelle permite colocar mas de una aguja para ser usado con una jeringa permitiendo una múltiple inyección de una sola vez.

El conector Mesorelle se monta sobre la jeringa que ha sido llenada. Des pues las agujas son colocadas y el aire residual se expulsa de la misma forma que con una aguja individual.

Los modelos disponibles son lineal o circular, y puedend llevar 3, 5, 7 agujas de cono luer. Los materiales utilizados son de plastco de uso medical trasparente para el control de la cámara interna. La esterilidad está garantizada si el paquete está intacto. Conservar en lugar fresco y seco y eviyar la luz directa.



M.V. srl – Via Don G. Dossetti 5/7 – 46023 Palidano di GONZAGA (MN)

Distributor: BIOTEKNE srl, - Via della Bastia, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)



STERILE EO



Ultimo aggiornamento: Maggio 2011

wird die Sterilität
garantiert; und
trocken lagern; direkts
Sonnenlicht vermeiden.