

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت سا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Instrucciones de uso

Modelo: Tipo ordinario

Rev. A/1En vigor: 2020-4-

Descripción:

El objetivo de las gafas médicas de aislamiento es crear una barrera física que separe los ojos del entorno inmediato. Este dispositivo impide que los líquidos o las salpicaduras de gotas entren en contacto con el usuario. Las gafas médicas de aislamiento están destinadas a un solo uso.

Indicaciones de uso:

protección de las mucosas asociadas ojos de salpicaduras, aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Efectos secundarios del producto:

Este producto no tiene efectos secundarios.

Advertencia:

1. No utilizar si los componentes presentan algún signo de deterioro.
2. No exponga los componentes a temperaturas superiores a las indicadas en el etiquetado del envase.
3. Eliminar el producto como residuo biológico peligroso según protocolo institucional.

Operación:



Saque las gafas de la bolsa de embalaje, compruebe que están en buen estado, ajuste la pata telescópica de las gafas a una posición cómoda y colóquelas sobre la oreja.

Almacenamiento:

Almacene el producto en un lugar seco a 0-30°C.

Mantener alejado de la luz solar.1:

Explicaciones de los símbolos:

	Fecha de caducidad		Dispositivo monouso, no reutilizable
	Número de lote		No usar si el paquete está dañado
	Fecha de fabricación		Conservar al amparo de la luz solar
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2016/425		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Código producto		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

CE PPE Cat.II emitido por:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Organismo notificado 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlín, Alemania conforme al anexo II del Reglamento (UE)2016/425 - Armonizado EN 166: 2001 Directiva 2001/95/CE