



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI
AUTOCLAVABLE PLASTIC BASINS
CUVES EN PLASTIQUE STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE
CUBETAS DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE
BACIAS EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEIS
KUNSTSTOFFSCHALEN IN AUTOKLAVEN STERILISIERBAR
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ
أحواض بلاستيكية قابلة للتعقيم بالأوتوكلاف

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

Antes de usar el producto, proceder a su esterilización.

ESPAÑOL

El producto se puede esterilizar en autoclave hasta la temperatura máxima de 137°C; antes de proceder a realizar esta operación se aconseja lavarlo en el lavavajillas de acuerdo con las normas ISO 15883. Colocar el producto limpio y libre de residuos para que tanto durante el lavado como la esterilización no

haya obstrucciones que impidan la correcta circulación de agua y vapor. Evitar la esterilización en seco así como el empleo para la limpieza de disolventes o sustancias abrasivas, usar únicamente productos compatibles con el polipropileno. No conservar a una temperatura inferior a los 4°C. La vida útil del producto es 36 meses aproximadamente.



Al final del ciclo de vida útil del producto atenerse a las normativas vigentes en materia de eliminación. ¡No dispersar en el medio ambiente!

REF

26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635
26636 - 26638 - 26639 - 26640



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in UK

