





seca

seca 203



ES Garantía

Garantizamos 24 meses de garantía a partir de la fecha de compra por los fallos debidos a fallos de material o de fabricación. La garantía se pierde si abren el aparato personas no autorizadas. **Importante:** La garantía sólo conserva su validez junto con el recibo de compra.



WHR	✓	⚠
♂	< 1.0 *	≥ 1.0 *
♀	< 0.85 *	≥ 0.85 *

*Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO technical report series 894 (1999: Geneva Switzerland).

Technische Daten • Technical Data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Dane techniczne • Dados técnicos

MAX	205 cm
d	1 mm
⚙	±5 mm

CE Declaración de conformidad
 Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que el producto cumple las normas de las directivas euro-peas aplicables. La declaración de conformidad completa está disponible en: www.seca.com.

	ø = 70 mm h = 28 mm
	~ 75 g
	0.5 - 0.9: ±0.03 0.9 - 1.2: ±0.04 1.2 - 1.6: ±0.05 1.6 - 2.0: ±0.06
	10 °C - 40 °C

	-25 °C - 65 °C
--	----------------

Reinigung • Cleaning • Nettoyage • Pulizia • Limpieza • Czyszczenie • Limpeza

Limpiar el aparato de medición, según fuera preciso, con un detergente doméstico corriente o con un desinfectante. Respetar las instrucciones del fabricante.

Medical Measuring Systems and Scales since 1940
 seca gmbh & co. kg
 Hainberg (Stadtdamm 3/25
 22089 Hainberg) Germany
 Telephone +49 40 20 00 00 0
 Fax +49 40 20 00 00 50
 info@seca.com

All contact data under www.seca.com

