



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO ALUMINIUM SUITCASE COUCH TABLE VALISE EN ALUMINIUM CAMILLA PLEGABLE EN MALETA DE ALUMINIO MARQUESA DE ALUMÍNIO DOBRAVÉL EM MALA KOFFERBETT AUS ALUMINIUM ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF 27406



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



reglamento (UE) 2017/745 el producto entra dentro de los PRODUCTOS SANITARIOS DE CLASE I.

DESCRIPCIÓN

Este artículo es una camilla plegable en maleta con estructura de aluminio, acolchada con orificio para la cabeza y revestimiento azul ignífugo. Diseñado para las visitas a domicilio o tratamientos en clínicas ambulatorias sin camillas fijas.



FICHA TÉCNICA

Medidas	Abierta cm 183x63x76 h Cerrada cm 91,5x63x18 h Acolchado cm 91,5x63 (2 secciones), cm 59x40 (sección de reposacabezas)
	Caja cm 94x21,5x66,5 h
Peso	13 kg (14,5 kg con caja)
Capacidad máxima	100 kg

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO



1. Colocar la maleta con el agujero en la parte superior.
2. Abrir la maleta.
3. Abrir completamente las patas de la camilla.
4. Girar la camilla, solo cuando las patas estén completamente abiertas y fijas, en la posición correcta para su uso.

ADVERTENCIAS DE USO

- Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajusta-

das.

- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No adecuada para el uso en ambientes abiertos.
- Cuando se regula la altura de la camilla y del respaldo comprobar que nadie introduzca las manos, piernas u otro en el interior del área de desplazamiento: ¡RIESGO DE APLASTAMIENTO!
- Desplazar la camilla sin levantarla del suelo.
- Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse de que las ruedas no están frenadas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoníaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.

Indicaciones de limpieza para el tejido:

Limpie con un paño humedecido y enjabonado, y enjuagar con agua limpia. No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o spray para lustrar.

Atención: En general los colores claros de las pieles falsas no pueden ser puestos en contacto con ropa con colorantes no fijados (ej. vaqueros y derivados) para evitar manchas o aureolas que no se puedan limpiar.

SÍMBOLOS

	Conservar en un lugar fresco y seco
	Conservar al amparo de la luz solar
	Consultar las instrucciones de uso
	Código producto
	Número de lote
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Producto sanitario
	Identificador de dispositivo único

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.