

PROTECCIÓN ACOLCHADA CON VELCRO PARA BARANDILLAS DE LA CAMA

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación controlar visualmente la integridad del dispositivo. Siempre que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el cual se ha realizado la compra.

Erregi sas no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado de del dispositivo.

En caso de que se produzca un accidente grave relacionado con el uso del producto, comuníquelo al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde esté establecido el usuario y/o el paciente.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Art 27637: Protector de bordes con velcro realizado con tejido repelente al agua composición 100% poliéster soporte acrílico/pu ignífugo en clase 1. Relación PE 75%; resina 25%. Relleno en espuma de poliuretano.

INDICACIONES






Dispositivo utilizado para evitar los impactos accidentales contra las barandillas rígidas de la cama y garantizar la seguridad en personas con dificultades motrices y de control, suministrado en diferentes tipos de tejido y formas.

CONTRAINDICACIONES

No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.

MODALIDAD DE LAVADO

ART 27637

			
LAVAR MÁX 40°	NO BLANQUEAR	NO PLANCHAR	NO UTILIZAR LA SECADORA
	UTILIZAR CUALQUIER SOLVENTE EXCEPTO TETRACLOROETILENO		

RELLENO:

LAVAR CON UN PAÑO SUAVE HÚMEDO

DESINFECCIÓN

Utilizar productos con presidio médico quirúrgico

CONSERVACIÓN

Conservar protegido de fuentes de luz, calor y humedad. Evitar la exposición directa a los rayos solares

ELIMINACIÓN

Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en materia de protección ambiental y recogida selectiva.

	Código producto		Producto sanitario
	Número de lote		Fabricante
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Consultar las instrucciones de uso.
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fecha de fabricación		No contiene látex de caucho natural

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF 18/12/I (Gima 27637)

 **Erregi S.a.s.**
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY



M27637-Rev.1-02.24