

REF **KDB-504E (GIMA 27704)** Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

	Número de lote		No estéril
	Advertencia: Lea y siga atentamente las instrucciones (advertencias) de uso.		Código de producto
	Lea las instrucciones de uso.		Conservar en un lugar fresco y seco.
	Importado por		

CONDICIONES DE LA GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía estándar B2B de 12 meses de Gima.

ESPAÑOL

NOMBRE

Barandilla de cama

Número de modelo: KDB-504E

USO PREVISTO:

El dispositivo se utiliza como objeto de sujeción para evitar que los pacientes, ancianos y personas frágiles resbalen al acostarse o levantarse de la cama.

Modelo	Especificaciones	Soporte de carga	Material	Dibujo	Plegable	Altura ajustable
KDB-504E	Barandilla de cama	125KG	Hierro		Sí	Sí

Se advierte a los usuarios que tengan reacciones alérgicas a determinadas proteínas del látex que los pies contienen caucho natural.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza, utilice un paño húmedo;
2. Las piezas adicionales y de repuesto sólo deben solicitarse al fabricante.

ENVASE

Selle la barandilla de cama en una bolsa de plástico y, a continuación, colóquela en una caja de cartón.

ALMACENAMIENTO

La barandilla de cama embalada debe almacenarse en un lugar ventilado y seco, sin gases corrosivos y en una sala bien ventilada y limpia. Evitar la humedad, la luz fuerte y mantenerla alejada de fuentes de calor durante el transporte.

ELIMINACIÓN

Por favor, deseche el producto después de su uso para cumplir con la normativa local.

Todos los incidentes graves relacionados con el dispositivo médico suministrado por nosotros deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro donde se encuentre su domicilio.

LETIQUETAS, EMBALAJES DISEÑO DE LOGOTIPOS:

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Dispositivo médico que cumple con el Reglamento (UE) 2017/745		Medical Device
	Fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fecha de fabricación		Almacenar lejos de la luz solar