



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SOSTEGNO PER SACCHE URINA
CON COPERTURA RIUTILIZZABILE**

**HANGER HOLDER WITH REUSABLE COVER FOR URINE
BAG**

**CROCHET AVEC ENVELOPPE RÉUTILISABLE POUR
POCHE À URINE**

**GANCHO CON COBERTURA REUTILIZABLE PARA BOLSA
ORINA**

**SUPORTE DE CABIDE COM CAPA REUTILIZÁVEL PARA
SACO DE URINA**

**BÜGELHALTER MIT WIEDERVERWENDBARER
HÜLLE FÜR URINBEUTEL**

**WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ Z POKRYCIEM
WIELOKROTNEGO UŻYTKU**

**ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ**

ESPAÑOL

Soporte para colgar con funda reutilizable para la bolsa de orina

Instrucciones de uso:

- Coloque la bolsa de orina dentro de la funda.
- Asegúrese de que la escala impresa en la bolsa de orina aparece a través de la ventana.
- Si utiliza la bolsa de orina con válvula inferior, introduzca la válvula de salida a través del orificio inferior.
- Coloque el colgador en los agujeros correspondientes para colgar la bolsa de orina.



REF 28698

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por /
Eingeführt von / Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Israel

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant n/ Fabricante / Hersteller/ Fabricante /
Παράγοντας/ Κατασκευαστής:

Mizra Medical Ltd.

21 Hasadna Street, Industrial Park, Holon, 5881411, Israel
dror@mizramedical.com