



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE
SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-
TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK

REF B01 (GIMA 29544)


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Uso previsto:

- Este producto funciona de acuerdo con el ajuste de la hebilla en el cinturón para fijar el transductor fetal.

Instrucciones del producto:

- Nombre del producto: Cinturón transductor fetal desechable.
- Estructura del producto: Se compone de cinturón elástico y hebilla.

Gama del producto:

- Se utiliza el transductor fetal durante el embarazo en la monitorización fetal para fijar el transductor fetal.

Condiciones del uso:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Humedad relativa: 15% ~ 95%
- Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Paquete y almacenamiento:

- El cinturón fetal desechable se debe empaquetar individualmente, y el producto empaquetado debe almacenarse en una sala de gas no corrosivo y con buena ventilación.

Entorno de tienda es siguiente:

- Temperatura: -10°C ~ 40°C
- Humedad relativa: ≤80%
- Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Instalaciones/uso:

- Fije un lado del cinturón al transductor engan-
chando uno de los agujeros del cinturón sobre el
botón en la
parte superior del
- Manteniendo el transductor en su posición,

tense el otro lado del cinturón y colóquelo sobre el botón, asegurándose de tener suficiente tensión para mantener el transductor de firme con el abdomen.

- Evite apretar demasiado ya que esto causará molestias innecesarias al paciente.

Limpio del producto:

- Lave el cinturón con agua tamlado, no frote el borde del cinturón fetal para evitar quitarlo, no lo esponga.

Período de validez:

- Período de validez: 2 años.

Reemplazo y abandono:

- Reemplazo: en estas situaciones como fractura, daño elástico, fecha de vencimiento, por favor cambie el nuevo cinturón fetal para usar.
- Abandono: El cinturón abandonado puede procesarse como un desecho normal.

Contraindicaciones, precauciones, advertencias y declaraciones de precaución:

- Contraindicaciones: Los cinturones no deben fijarse en el lugar de la lesión.
- Si tiene alergia a spandex, deje de usar.
- Declaraciones de precaución: este producto es solo uso para evitar infecciones cruzadas. Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses

