

ES - FILTRO VIRAL Y BACTERIANO DESECHABLE INSTRUCCIONES DE USO

USO PREVISTO: Diseñado para proteger a los pacientes de la infección y la contaminación del equipo, ofrece un alto grado de protección contra las bacterias y los virus con niveles muy bajos de resistencia para garantizar la precisión del resultado del diagnóstico. El filtro debe aplicarse únicamente sobre la piel intacta, limpia y sana.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Los datos de identificación (código, lote y fecha de producción) figuran en la etiqueta de la caja.

USAGE:

- Saque el filtro y compruebe que tanto el dispositivo como el material filtrante están intactos. En caso contrario, deséchelo y continúe con otro dispositivo.
- Introduzca el filtro en el sensor del dispositivo sin empujarlo, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante del dispositivo.
- Aplique la boquilla en el lado libre.
- Nunca reutilice el filtro y la boquilla para otros pacientes para evitar la contaminación cruzada.
- Este dispositivo no es esterilizable.
- Utilícelo sólo con la ayuda del personal médico. Este dispositivo no puede utilizarse para fines neonatales.

ELIMINACIÓN Y SEGURIDAD: Tras su uso, el producto debe eliminarse en los contenedores normales de residuos sólidos no tóxicos o en los de residuos hospitalarios generales.

CONTRAINDICACIONES: Según la experiencia y los resultados de diversos análisis, no existen efectos adversos como consecuencia del uso adecuado del producto.

NOTA: El envasado en sobre individual termosellado (single-wrap) garantiza la ausencia de bacterias, que se controla regularmente según el sistema de calidad del fabricante..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750