



CE
EN1865

TAVOLA SPINALE SPINE BOARD
TABLA ESPINAL SPINE BOARDS
PLAN DUR

PVS SpA
Cassina de Pecchi – I

ESPANOL

Características : La tabla espinal está construida en un sol trozo, es radio transparente al 100% , flotante e no pegable a los liquidos corporeos , apta para cualquier tipo de ambulancia. La tabla es compatible con todo tipo de inmovilizador para cabeza.

La tabla espinal debe ser utilizada por parte de personal experimentado. En el utilizo evitar el contacto de la superficie con heridas.

Cleaning : Lavar con agua caliente e jabon o con un producto bactericida.

DATI DIMENSIONALI - SIZES - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONES	
PORTATA - LOADING CAPACITY - CAPACITE DE CHARGE - BELASTBARKEIT - ALCANCE	150 KG.
LUNGHEZZA - LENGHT - LONGUEUR - ERSTRECKUNGSLAENGE - LONGITUD	184 cm.
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE - ANCHURA	41 cm
SPESSORE - TICKNESS - EPAISSEUR - DICKE - ESPESOR	5 cm.
PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO	7,20 KG.