

ADVERTENCIAS PARA EL USO
DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Para uso profesional sanitario

- Dispositivos de diagnóstico in vitro: tubos de ensayo, frascos para la recogida de líquidos biológicos, placas de Petri, asas para microbiología, cubiletes para autoanalizadores. Utilice sólo para la recolección de muestras de origen humano diferentes de la sangre. No cambie el uso previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado. Utilice el dispositivo sólo con los accesorios adecuados.
- Usar guantes de protección.
- No exponga su dispositivo a una llama.
- No use el envase si está caducado, dañado o abierto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol.
- Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente, en un contenedor de residuos de riesgo biológico.
- Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales.
- **Producto estéril: esterilidad garantizada hasta la apertura del producto. La esterilización se realiza con rayos Beta.**
- El dispositivo es de un solo uso. La reutilización del dispositivo comporta la pérdida de todas las prestaciones y características del producto.
- Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto deberá notificarse al fabricante y a la Autoridad Competente del Estado donde resida el paciente.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536_Use Warnings IVD_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022