

## TUBOS DE ENSAYO PARA CENTRIFUGADORA

DISPOSITIVO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO CE  
Para uso profesional sanitario

Tipo de muestra: sangre, suero u orina

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Verificar la información del producto y la integridad del envase.
- 2) Escribir la información pertinente en la etiqueta (nombre del paciente, ensayo, muestra, etc.).
- 3) Abrir el tubo de ensayo para centrifugadora.
- 4) Usando una herramienta adecuada, introducir la muestra en el tubo para su dilución, conservación, centrifugación, cultivo bacteriano u otra aplicación.
- 5) Cerrar correctamente el tubo para centrifugadora con el tapón correspondiente para evitar pérdidas durante la centrifugación.

### RECOMENDACIONES DE USO

- Dispositivo destinado al uso por parte de profesionales sanitarios;
- Utilizar guantes protectores.
- No colocar el dispositivo cerca de llamas abiertas.
- No utilizar el producto si ha caducado, está dañado o si el envase está abierto.
- No modificar el uso previsto; cualquier otro uso se considera impropio.
- Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar el dispositivo únicamente con los accesorios adecuados.
- Conservar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Desechar este producto de acuerdo con las normas legales vigentes en cada país, en un contenedor para residuos de riesgo biológico.
- El dispositivo es de un solo uso. La reutilización del dispositivo provocará la invalidación de todas sus características y su rendimiento.
- Todo incidente grave que tenga lugar con el dispositivo se le notificará al fabricante y a la autoridad competente del país en el que resida el paciente.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy  
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com)

