



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI  
BASIC PEDAL EXERCISER  
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE  
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO  
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO  
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN  
ROTOR DO ĆWICZEŃ  
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCITII  
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP  
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante  
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:  
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD  
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,  
Yongkang, Zhejiang, China  
Made in China

Gima 43150

**REF** TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por  
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)





1



2



3

- 
- ESPAÑOL**
1. Conecte los tubos de cada lado con tornillos como en el caso anterior.
  2. Fije la resistencia en el bastidor principal con los tornillos.
  3. Centre el mando de ajuste en el orificio y gírelo hacia la resistencia para ajustar la intensidad del ejercicio.

**Advertencia:** Coloque el aparato en suelo liso. Puede utilizarlo con las manos o los pies y en sentido horario e antihorario

**Advertencia:** Por favor, no se pare directamente sobre el aparato (max 40Kg). Puede sentarse para ejercitarse con los pies.

**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

---