



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**Manico in metallo (Gouge)**

**Metal handle (Gouge)**

**Manche en métal (Gouge)**

**Mango de metal (Gouge)**

**Cabo metálico (Gouge)**

**Metall-handgriffs (Gouge)**

**Uchwytu metalowego (Gouge)**

**Fém nyél (Gouge)**

**Metallitaltan (Gouge)**

**Metalne ručke (Gouge)**

**Mânerului din metal (Gouge)**

**Metalen handvat (Gouge)**

**Metallhandtaget (Gouge)**

**Skalpellhåndtaget i metall (Gouge)**

**Металната ръкохватка (Gouge)**

**Металлической рукояткой (Gouge)**

**Μεταλλική λαβή (Gouge)**


**المقبض المعدني (مقبض الشفرات)**

Istruzioni di montaggio - Assembly instructions - Instructions de montage - Instrucciones de montaje  
Montageanleitung - Instrukcja montażu - Szerelési utasítások - Asennusohjeet - Upute za sastavljanje  
Instrucțiuni de asamblare - Montage-instructies - Monteringsanvisning - Monteringsanvisningar  
Инструкции за монтаж - Инструкция по сборке - Οδηγίες συναρμολόγησης - تعليمات الجمعية

### FI - Metallitaltan (Gouge) käyttö

Metallitaltta ei ole steriili. Siksi se on esisteriloitava autoklaavissa tai käyttämällä entsyymipuhdistusainetta tai puhdistusainetta, jossa on etyleenioksidia (ETO)

- 1 Avaa pihti
- 2 Työnnä terä aukon sisälle.
- 3 Käännä ja kiristä taltta



**REF** 22520



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in India