

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل داضم و بابض ل ل ةمواقم X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importälja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



SUOMALAINEN

Käyttöohjeet

Malli: Normaalityyppiä

Tark. A/1Voimassa: 2020-4-

Kuvaus:

Terveystuotteen suojalasit on tarkoitettu fyysiseksi esteeksi silmien ja välittömän ympäristön välille. Tämä laite estää nesteiden tai pisaroiden roiskumisen käyttäjään. Terveystuotteen suojalasit ovat kertakäyttöisiä.

Käyttöaihe:

Silmien limakalvojen suojaus ruumiin nesteiden roiskeilta, suihkuilta ja pörskeiltä.

Vasta-aiheet:

Ei ole.

Tuotteen hättävaihtokäytöt:

Tällä tuotteella ei ole hättävaihtokäytöksiä.

Varoitus:

- Älä käytä osia, jos niissä on merkkejä vaurioista.
- Älä altista osia lämpötilalle, joka ylittää pakkausmerkinnässä kerrotun lämpötilan.
- Hävität tuote biovaarallisen jätteenä institutionaalisen protokollan mukaan.

Käyttö:

Ota lasit pois pakkauspussista, varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa, säädä lasien teleskooppivarsi sopivan mittaiseksi ja aseta korvan päälle

Säilytys:

Säilytä tuotetta kuivassa paikassa lämpötilassa 0–30°C.

Pidä kaukana auringonvalosta. 1.

Symbolien selitykset:

	Viimeinen voimassaolopäivä		Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen
	Eränumero		Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
	Valmistuspäivämäärä		Säilytä auringonvalolta suojassa
	Lääketieteellinen laite asetuksen mukainen (UE) 2016/425		Säilytä kuivassa ja viileässä
	Valmistaja		Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Tuotekoodi		

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan

Luokan II henkilönsuojaimen CE, myöntäjänä:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Notified Body 0196 Alboinstrasse 56, 12103 Berliini, Saksa

asetuksen (EU)2016/425 II liitteen mukaisesti - Yhdenmukaistettu standar-

di EN 166: 2001 Direktiivi 2001/95/EY