

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF **GDG02 (Gima 25266)**

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China

EC**REP****ZOUSTECH S.L.**

Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importälja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



SUOMALAINEN

Käyttöohjeet

Malli: Täysin suljettu tuuletusaukolla

Tark. A/1Voimassa: 2020-4-

Kuvaus:

Terveystuotteen suojaus on tarkoitettu fyysiseksi esteeksi silmien ja välittömän ympäristön välille. Tämä laite estää nesteiden tai pisaroiden roiskumisen käyttäjään. Terveystuotteen suojaus ovat kertakäyttöisiä.

Käyttöaihe:

Silmien limakalvojen suojaus ruumiin nesteiden roiskeilta, suihkuilta ja pärskeiltä.

Vasta-aiheet:

Ei ole.

Tuotteen haittavaikutukset:

Tällä tuotteella ei ole haittavaikutuksia.

Varoitus:

- Älä käytä osia, jos niissä on merkkejä vaurioista.
- Älä altista osia lämpötilalle, joka ylittää pakkausmerkinnässä kerrotun lämpötilan.
- Hävitä tuote biovaarallisenä jätteenä institutionaalisen protokollan mukaan.

Käyttö:

Ota suojaus pois pakkauspussista, varmista, että suojaus ovat hyvässä kunnossa ja repäise suojakalvo pois. suojaus kiinnittävät kuminauhan päälle taakse ja säätävät pehmeää kiinnityslaitetta niin, että se sopii tiiviisti kasvoihin.

Säilytys:

Säilytä tuotetta kuivassa paikassa lämpötilassa 0–30°C.

Pidä kaukana auringonvalosta. 1.

Symbolien selitykset:

	Viimeinen voimassaolopäivä		Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen
	Eränumero		Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
	Valmistuspäivämäärä		Säilytä auringonvalolta suojassa
	Lääketieteellinen laite asetuksen mukainen (UE) 2016/425		Säilytä kuivassa ja viileässä
	Valmistaja		Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Tuotekoodi		

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan

Luokan II henkilönsuojaimen CE, myöntäjänä:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Notified Body 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berliini, Saksa

asetuksen (EU)2016/425 II liitteen mukaisesti - Yhdenmukaistettu standardi EN 166: 2001 Direktiivi 2001/95/EY