



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÄRKÄRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTI ȘI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/الصانع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /
Importälja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استء بر اد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

OMINAISUUDET

GIMA-laukut ja -reput on suunniteltu tehostamaan ensiaputoimenpiteitä. Ne takaavat turvallisen kuljetuksen, ja niissä instrumentit, lääkkeet, tuotteet tai lääkinnälliset ja ensiapulaitteet säilyvät käytännöllisissä lokeroissa. Laukut ja reput toimitetaan tyhjinä.

MÄÄRÄYKSET

Tuotetta saavat käyttää vain pätevät henkilöt, jotka tiedostavat hygieeniset rajoitukset, kun tuotetta käytetään paikoissa, joissa saattaa olla saastuttavia elementtejä tai elementtejä, joissa on bakteeritartuntoja. GIMAA ei voida pitää vastuussa vahingoista, joita aiheutuu sisällölle tai vahingoista, joita laukun sisältö voi aiheuttaa laukuille tai repuille.

Tuotetta tai mitään se osia ei voida käyttää muihin kuin sen käyttötarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin.

Älä jätä tuotetta ilman valvontaa lasten tai epäpätevän henkilökunnan ulottuville.

Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Vältä kaikenlaisia väliaikaisia korjauksia.

Varo käytön aikana, että vetoketjut eivät vaurioidu.

Kun vetoketjut avataan ja suljetaan, varmista, että ne eivät jää jumiin muihin materiaaleihin ja avaa tai sulje ne aina kokonaan.

Jos pulloista vuotaa ulos nesteitä tai jauheita, puhdista ja desinfioi laukku tai reppu, sillä muuten vuodot voivat vaurioittaa laukkuja tai sen sisällä olevia tuotteita tai kontaminoida ne.



Älä täytä liikaa. Sisällön painon ja muodon tulee soveltua laukun tai repun tyyppiin. Tarkista aina, että sisällön paino ei ylitä laukkumallin painorajoituksia tai käyttäjän kantokykyä. Tutustu paikallisiin voimassa oleviin määräyksiin saadaksesi tietoa manuaalisesti nostettavista ja liikutettavista enimmäispainoista.

PAKKAUKSESTA PURKU



Pakkauksen osat (paperi, sellofaani, metalliniitit, teippi jne.) saattavat viiltää ja/tai satuttaa, jos niitä ei käsitellä varoen. Poista ne sopivilla työkaluilla äläkä jätä niitä valtuuttamattomien käsiin. Sama pätee pakkauksen avaamisessa käytettyihin välineisiin (sakset, veitset jne.).

Ensimmäinen pakkauksen jälkeen tehtävä toimenpide on tarkistaa tuotteen kaikki osat. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat paikoillaan ja varmista niiden eheys: vetoketjun liike, klipsien kiinnitys, nauhojen tarra, kahvojen kestävyys.

YLLÄPITO

Tyhjennä kaikki taskut ja ravistele irtoliat pois. Käytä sitten mietoa pesuainetta ja vettä tahrojen tai likaisten kohtien puhdistukseen. Perusteellisempaa puhdistusta varten voit pestä koko laukun käsin miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Hankaa kangasta hellävaroen pehmeällä harjalla tai liinalla ja huuhtele sitten huolellisesti. Ripusta laukku sitten kuivumaan ilmassa. Vältä voimakkaiden kemikaalien tai valkaisuaineiden käyttöä, sillä ne saattavat vahingoittaa polyesterikangasta.

Laukkuja ja reppuja ei saa laittaa autoklaaviin.

Noudata käyttömaan lakeja tuotteen oikeaoppista hävittämistä varten.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-vakiotakuuta sovelletaan.