







seca 416

seca
Precision for health



Technische Daten/Reinigung • Technical data/Cleaning • Fiche technique/Nettoyage • Specifiche tecniche/Pulizia • Datos técnicos/Limpieza • Tekniske data/Rengøring • Tekniska data/Rengöring • Tekniske data/Rengøring • Tekniset tiedot/Puhdistus • Technische gegevens/Reiniging • Dados técnicos/Limpieza • Τεχνικά στοιχεία/Καθάρισμα

d				kg	
1 mm	33 – 100 cm $\pm$ 2 mm	+10°C	a = 402 mm	3,2 kg	
1/16 inch	13 – 39 inch $\pm$ 1/8 inch	... +40°C	b = 1105 mm		
			c = 165 mm		

FIN - Takuu

Myönnämme puutteista, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, kahden vuoden takuun toimitusajankohdasta alkaen. Kaikki liikkuvat osat, kuten esim. paristot, sähköjohdot, verkkolaitteet, akut jne., eivät kuulu takuun piiriin. Takuun piiriin kuuluvat puutteet poistetaan asiakkaalle maksutta esitettäessä ostokuitti. Muita vaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon. Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvät kulut menevät asiakkaan laskuun, jos laite on muulla kuin asiakkaan paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan esittää korvausvaatimuksia vain, kun kuljetukseen on käytetty kokonaista alkuperäispakkausta ja tavara on varmistettu ja kiinnitetty pakkaukseen samalla tavalla kuin alkuperäisessä toimituksessa. Kaikki pakkausosat tulee säilyttää tallella tästä syystä. Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa henkilö, jota seca ei ole nimenomaisesti valtuuttanut tähän. Ulkomaille olevia asiakkaita pyydämme kääntymään takuutapauksessa suoraan kyseisen maan myyntiliikkeen puoleen.

CE

FI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

seca gmbh & co. kg vakuuttaa, että tuote vastaa siihen sovellettavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.seca.com.

Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg • Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

seca deutschland **seca** nihon **seca** suomi
seca france **seca** mexico **seca** américa latina
seca united kingdom **seca** austria **seca** asia pacific
seca north america **seca** polska
seca schweiz **seca** middle east
seca zhong guo **seca** brasil