


COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعادن

REF 34085 LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China



GIMA

www.gimaitaly.com




8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PÄTURÄ IZOTERMÄ
ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO
IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

FI - KÄYTTÖKOhteet Materiaalin heijastusominaisuudet suojaavat kehoa auringonsäteiltä ja estävät lämmön haihtumisen kehosta. Käyttöä suositellaan **ONNETTOMUUKSIEN, TUULEN, SATEEN ja AURINKOISTEN PAIKKOJEN** tapauksessa. **KÄYTTÖOHJEET** Levitä peite kehon päälle kiristämättä. Kullanvärinen ulkopuoli pidättää lämmön: hopeanvärinen sisäpuoli heijastaa auringonsäteitä.

 **VAROITUKSET** • Kosteita tai ummehtunutta tuotetta ei saa käyttää. • Vain kertakäyttöön, uudelleenkäyttö ei ole sallittua. • Älä säilytä äärimmäisissä lämpötiloissa. • Hävitä turvallisesti käytön jälkeen infektion riskin välttämiseksi. • Ilmoita kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. **SÄILYTYS JA KULJETUS** • Laitetta on säilytettävä alle 80%:n suhteellisessa kosteudessa, säilytysympäristö tulee pitää syövyttämättöminä kaasuina, kuivana, auringonvalolta vältettävänä, hyvin ilmastoiduissa olosuhteissa ja puhtaana. • Laitetta on huolehdittava kuljetuksen ja käsittelyn aikana.