



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO
DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC
BONNETS AVEC ÉLASTIQUES
GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO
JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ
BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC
EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO
BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Impor-
tat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



FR

Nom du produit Bonnets avec élastiques

Code produit FGDC-E-SM35 (21097)

Produit Model Élastique sur le bonnet, 62x14,5 cm

Structure et composition Le bonnet est en 35-40gSMS, avec élastique de fixation.

Utilisation prévue Les produits sont principalement utilisés pour l'isolement général dans les cliniques externes, les salles, les salles d'inspection, les salles de nettoyage, les laboratoires, etc. Ils sont destinés à être utilisés par les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cliniques pour maintenir un bon niveau d'hygiène et contribuer au contrôle des infections.

Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Si l'emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.

Comment utiliser le produit

- Ouvrez l'emballage du produit et retirez le bouchon, puis pressez les extrémités du bonnet avec les deux mains.
- Levez votre main et mettez le bonnet sur votre tête et ajustez-le pour vous assurer que vos cheveux ne fuient pas.

Stockage Il doit être stocké dans une salle blanche avec une humidité relative ne dépassant pas 80%, sans gaz corrosif, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.



Mise en garde

- Produit jetable, ne pas réutiliser.
- Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec un autre.
- Il est interdit d'utiliser ce produit si l'emballage ou les bouchons sont endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Validité 3 ans.

Date de production Voir la date sur l'emballage

Date de péremption Voir la date sur l'emballage

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF	FR Code produit ES Código producto		FR À conserver à l'abri e la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco
LOT	FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Dispositif médical ES Producto sanitario
	FR Pas stérile ES No estéril		FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad		FR Ne pas utiliser si le colis ES est endommagé
	FR Limite d'humidité ES Limite de humedad		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso		FR Dispositif pour usage unique, ES ne pas réutiliser
	FR Limite de température ES Limite de temperatura		FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea		FR Fragile, manipulez avec soin ES Frágil, manipular con cuidado
	FR Ce côté vers le haut ES Este lado hacia arriba		FR Manipulez avec soin ES Manipular con cuidado		FR Identifiant unique de l'appareil ES Identificador de dispositivo único