




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

GONIOMETRO DA 360 GRADI 14" **14" 360 DEGREE GONIOMETER** **GONIOMÈTRE 360 DEGRÉS 14"** **GONIÓMETRO 360 GRADOS - 14"**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso



Tipo di acciaio - Steel Type
Type d'acier - Tipo de acero:
AISI 430

Incrementi di 1°
1° increments
Incréments de 1 degré
Intervalos de 1°

Le misure si intendono indicative
The measures are intended as indicative
Les mesures sont destinées à être indicatives
Las medidas tienen carácter indicativo

GIMA 24903

Fabbricante, Manufacturer, Fabricante, Fabricante:
JIMCO INDUSTRIES
4-KM Aimen Abad Road Near Akbar Abad Chowk Bhadal,
Sialkot-51310-Punjab - Pakistan - info@jimcoind.com
Made in Pakistan

REF RE-230-10

Importato da / Imported by / Importé par/ Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Un goniomètre mesure l'amplitude de mouvement (ROM) de diverses articulations. La tête à 360 degrés est marquée par pas de 1 degré. La tension entre les bras est commandée par le bouton manipulable avec le pouce. Le goniomètre a deux échelles opposées de 180 degrés, toutes marquées par incréments de 1 degré. Bouton de réglage solide, commandant la tension des bras.





INDICATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS

Ces appareils sont conçus pour une utilisation professionnelle par des opérateurs qualifiés possédant les compétences nécessaires. L'utilisation du produit implique un contact direct avec la peau du patient; porter toujours des gants de protection, ne pas utiliser sur la peau terne, manipuler soigneusement pour éviter toute abrasion accidentelle.

Nettoyer et stériliser avant chaque utilisation; utilisez une solution désinfectante non agressive neutre (PH7), ne pas utiliser de solutions contenant des ions de chlorure ou une teneur élevée en alcool.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

| Simboli / Symbols / Symboles / Simbolos | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  | <p>IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente</p> |  | <p>IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar</p> | <p>LOT</p> <p>IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote</p> |
|  | <p>IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso</p> |  | <p>IT Conservare in luogo fresco e asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco</p> | <p>REF</p> <p>IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto</p> |