



GIMA

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI
AUTOCLAVABLE PLASTIC BASINS
CUVES EN PLASTIQUE STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE
CUBETAS DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE
BACIAS EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEIS
KUNSTSTOFFSCHALEN IN AUTOKLAVEN STERILISIERBAR
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ
أحواض بلاستيكية قابلة للتعقيم بالأوتوكلاف

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

FRANÇAIS

Avant d'utiliser le produit, procéder à la stérilisation.

Le produit est stérilisable en autoclave jusqu'à une température max. de 137°C ; mais avant de procéder à cette opération on conseille de le passer au lave-vaisselle selon les normes ISO 15883. Positionner le produit propre et libre de sorte que, tant durant le lavage que durant la stérilisation, il n'y ait pas d'obstructions pour la circulation correcte d'eau et vapeur. Éviter la stérilisation à sec et l'utilisation de solvants ou de substances abrasives pour le nettoyage, utiliser uniquement des produits compatibles avec le polypropylène. Ne pas conserver au-dessous de 4°C. Durée de vie du produit environ 36 mois.



Au terme du cycle de vie du produit, se conformer aux réglementations en vigueur en matière d'élimination. Ne pas disperser dans l'environnement!

REF

26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635
26636 - 26638 - 26639 - 26640



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in UK

