



FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT RUBAN AVEC CALCUL BMI - Body Mass Index

1) Tourner le cadran pour aligner la taille au poids et lire la fenêtre BMI.

2) Indication colorées du ruban:
 BLANC: le patient pourrait être sous-poids.
 VERT: poids de forme.
 ORANGE: risque de santé moyen.
 ROUGE: risque de santé élevé.

BMI=kg/(m)²
 Kg=kilogramme
 M=mètre



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 Export: phone + 39 02 953854209/221/225 - fax + 39 0295380056
 - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com