



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIA PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από / Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Utilisation prévue :

- Ce produit permet d'ajuster la position de la boucle sur la ceinture afin de fixer le capteur foetal.

Présentation du produit:

- Nom du produit: Ceinture transductrice foetale réutilisable.
- Structure du produit: Il est composé d'une ceinture élastique et d'une boucle.

Gamme de produits:

- Il est utilisé pour fixer un capteur foetal pendant la surveillance foetale.

Condition d'utilisation:

- Température: 0°C ~ 40°C
- Humidité relative: 15% ~ 95%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Emballage et stockage:

- La ceinture foetale doit être emballée individuellement, le produit emballé doit être stocké dans un gaz non corrosif et dans un lieu bien ventilé.

Conditions de stockage :

- Température: -10°C ~ 40°C
- Humidité relative: ≤80%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Installation/utilisation:

- Fixez une extrémité de la ceinture au capteur en engageant l'un des trous de la ceinture sur le bouton situé au-dessus du capteur.
- Maintenez le capteur en position, tendez l'autre extrémité de la ceinture et engagez la ceinture sur le bouton, en veillant à une tension suffisante pour maintenir le capteur en contact ferme avec l'abdomen.

- Évitez de trop serrer car cela causera un inconfort inutile au patient.

Propreté du produit :

- Lavez la ceinture à l'eau tiède, ne pas frotter le bord de la ceinture foetale pour éviter son retrait et ne pas l'exposer.

Période de validité:

- Période de validité: 2 ans.

Remplacer / jeter:

- Dans les situations telles que la casse ou les dommages liés à l'élasticité, veuillez changer la ceinture foetale.
- La ceinture peut être traitée comme un déchet normal.

Contre-indications, précautions, avertissements et mises en garde:

- Contre-indications: Les ceintures ne doivent pas être fixées sur une blessure.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au spandex.
- Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

