



FRANÇAIS

Mode d'emploi

Thermo feel est un dispositif de forme cylindrique dont les extrémités sont réalisées l'une en acier et l'autre en plastique. La différence de propriétés thermiques entre les deux matériaux, que l'on met en alternance en contact avec la peau (voir figures), permet au médecin de comprendre si le patient perçoit la variation de température.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.



Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante
Hersteller/Producent/Κατασκευαστής/Gyártó/Gamintojas
Producător/Proizvajalec/производитель/الشركة المصنعة

SAMSON INNOVATION CORPORATION LTD

ROOM F, 8TH FLOOR, HOP HING INDUSTRIAL BUILDING, NO.704
CASTLE PEAK ROAD, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONG
manager@hksic.com

REF TF001D

Importato da/Imported from/Importé de/Importado de/Importado
de Importiert von/Importowane z/Εισαγωγή από/Importált innen
Importuota iš/Importat din/Uvoženo iz/Вносот/مستورد من

Solution Group S.r.l.

Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - Italy
solutiongroup@legalmail.it - www.solutiongroup.it
Made in China

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por
/ Distribuido por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit de
/ Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza / Išplatino /
Разпространяван от / توزيع

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima 31278