



GIMA

Matita dermatografica GIMA con temperamatite
GIMA dermatograph pencil with pencil sharpener
Crayon dermatographique GIMA avec taille-crayon
Lápiz dermatográfico GIMA con sacapuntas
Lápis dermatográfico GIMA com apara-lápis
Dermographischer Stift GIMA mit Anspitzer
GIMA Jelölő ceruza ceruzahegyzővel
Dermografisk penna GIMA med pennvässare
Ołówek dermatograficzny GIMA z temperówką
Creion dermatograf GIMA cu ascuțitoare pentru creioane
Δερμογραφικό μολύβι GIMA με ξύστρα
ةاربم مع GIMA دلج م لق

FRANÇAISE

Les crayons dermatographiques peuvent être utilisés par les différents spécialistes.
Crayon dermatographique en bois de cèdre avec une mine de 4,4 mm et un corps cylindrique peint de la même couleur que la mine. Idéal pour marquer et écrire sur la peau.
Le produit doit être appliqué uniquement sur la peau intacte et propre afin d'éviter toute complication/transmission contagieuse, bactérienne ou fongique.
Toujours vérifier l'absence de phénomènes de sensibilisation.
Dispositif pour patient unique

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.



210.0 mm

297.0 mm



Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Distribuído por/Verteilt durch/Terjeszti/Distribueras av/Dystrybuowane przez/Dystrybuowane przez/Διανέμεται από/توزيع من عزوم/
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Von importiert/Importált innen/Importerad från/Importowane z/Importat din/Εισαγωγή από/قيدت من عزوم/توزيع من عزوم/توزيع من عزوم/
Solution Group S.r.l. - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - Italy
solutiongroup@legalmail.it - www.solutiongroup.it

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/
Hersteller/Gyártó/Tillverkare/Producent/Producător/Fabrica/عناصلا/
NINGBO GECEN PROMOTION & GIFT CO., LTD
B106-109, No.535, Qingshuiqiao Road, HiTech Zone, Ningbo, China - Made in China
Email:ason@nbgecen.com

REF DP-001, DP-002, DP-003, DP-004

GIMA 33175, 33176, 33177, 33178



M33175-M-Rev.5.01.25

297.0 mm

210.0 mm