



CE
EN1865

TAVOLA SPINALE SPINE BOARD
TABLA ESPINAL SPINE BOARDS
PLAN DUR

PVS SpA
Cassina de Pecchi – I

FRANCAIS

Caractéristiques : Le plan dur est réalisé en une seule pièce , en polyéthylène de haute densité, translucide aux rayons X, imperméable, flottable, adaptable à toutes les ambulances , compatible avec tous les types d'immobilisateurs de tête.

Le plans dur doivent être utilisées par un personnel compétent. Durant l'utilisation éviter tous contacts entre la surface et les blessures.

Nettoyage : laver avec de l'eau chaude et du savon ou utiliser un produit bactéricide.

DATI DIMENSIONALI - SIZES - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONES	
PORTATA - LOADING CAPACITY - CAPACITE DE CHARGE - BELASTBARKEIT - ALCANCE	150 KG.
LUNGHEZZA - LENGHT - LONGUEUR - ERSTRECKUNGSLAENGE - LONGITUD	184 cm.
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE - ANCHURA	41 cm
SPESSORE - TICKNESS - EPAISSEUR - DICKE - ESPESOR	5 cm.
PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO	7,20 KG.