


COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizatã

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعدن

REF 34085 LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853
(10)000053
(11)250290
(17)300390



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China

GIMA

www.gimaitaly.com



8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

FR - UTILISATION. La particularité de la matière réfléchissante permet d'isoler le corps contre les rayons du soleil et d'éviter la perte de chaleur. A utiliser en cas d'**ACCIDENT, DE VENT, DE PLUIE ET DE LA CHALEUR.** **INSTRUCTIONS** Envelopper le corps dans la couverture. Face **or** extérieur pour préserver la chaleur du corps; face **argent** extérieure pour protéger des rayons de soleil.

⚠ PRÉCAUTIONS - Les produits humides ou moisis ne doivent pas être utilisés. - À usage unique uniquement, la réutilisation n'est pas autorisée. - Ne stockez pas à des températures extrêmes. - Jeter en toute sécurité après utilisation pour éviter tout risque d'infection. - Signaler tout incident grave lié au dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. **STOCKAGE ET TRANSPORT** - L'appareil doit être stocké à une humidité relative inférieure à 80%, l'environnement de stockage doit être maintenu dans des gaz non corrosifs, sec, en évitant la lumière du soleil, dans des conditions bien ventilées et propre. - L'appareil doit être pris en charge pendant le transport et la manutention.