














## **FR MODE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

1. NETTOYER ET SÉCHER SOIGNEUSEMENT LA SURFACE OÙ LE TAPIS DOIT ÊTRE PLACÉ
2. RETIRER LE FILM PROTECTEUR INFÉRIEUR TRANSPARENT  
**ATTENTION: PENDANT QU'ON RETIRE LE FILM PROTECTEUR INFÉRIEUR, VEILLER À NE PAS RETIRER AUSSI LE FILM ADHÉSIF BLANC/BLEU QUI DOIT FIXER LE TAPIS AU PLANCHER**
3. FAIRE ADHÉRER LE TAPIS AU PLANCHER
4. RETIRER LE FILM PROTECTEUR SUPÉRIEUR TRANSPARENT
5. RETIRER PROGRESSIVEMENT, AU FUR ET À MESURE QU'ON UTILISE LE TAPIS, LES 30 FILMS ADHÉSIFS

## **AVERTISSEMENTS**

- NE CONVIENT PAS À DES ESPACES EXTÉRIEURS
- INSTALLER SEULEMENT SUR DES SURFACES LISSES ET SANS ASPÉRITÉS
- ÉVITER DE MOUILLER LA SURFACE DU TAPIS ET DE PASSER SUR LE TAPIS AVEC DES SEMELLES MOUILLÉES
- TRANSPORTER ET CONSERVER DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE
- NE PAS PLIER L'EMBALLAGE
- CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ET À L'ABRI DE LA CHALEUR; PROTÉGER CONTRE LA PLUIE ET LES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL
- ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX LEGISLATIONS NATIONALES ET AUX NORMES EN VIGEUR POUR LES MATIÈRES PLASTIQUES (POLYÉTHYLÈNE À BASSE DENSITÉ)

	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>ES</b> Código producto <b>PT</b> Código produto <b>FI</b> Tuotekoodi
	<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote <b>PT</b> Número de lote <b>FI</b> Eränumero
	<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> Armazenar em local fresco e seco <b>FI</b> Säilytä kuivassa ja viileässä
	<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar <b>PT</b> Guardar ao abrigo da luz solar <b>FI</b> Säilytä auringonvaltalta suojassa
	<b>IT</b> Fabbricante <b>GB</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant <b>ES</b> Fabricante <b>PT</b> Fabricante <b>FI</b> Valmistaja
	<b>IT</b> Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture <b>FR</b> Date de fabrication <b>ES</b> Fecha de fabricación <b>PT</b> Data de fabrico <b>FI</b> Valmistuspäivämäärä
	<b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 <b>PT</b> Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 <b>FI</b> Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745

	<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente <b>PT</b> Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente <b>FI</b> Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti
	<b>IT</b> Dispositivo monouso, non riutilizzare <b>GB</b> Disposable device, do not re-use <b>FR</b> Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser <b>ES</b> Dispositivo monouso, no reutilizable <b>PT</b> Dispositivo descartável, não reutilizar <b>FI</b> Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen
	<b>IT</b> Data di scadenza <b>GB</b> Expiration date <b>FR</b> Date d'échéance <b>ES</b> Fecha de caducidad <b>PT</b> Data de validade <b>FI</b> Viimeinen voimassaolopäivä
	<b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical <b>ES</b> Producto sanitario <b>PT</b> Dispositivo médico <b>FI</b> Lääkinnällinen laite
	<b>IT</b> Non sterile <b>GB</b> Non-sterile <b>FR</b> Pas stérile <b>ES</b> No estéril <b>PT</b> Não estéril <b>FI</b> Ei-steriili
	<b>IT</b> Identificativo unico <b>GB</b> Unique identifier <b>FR</b> Identifiant unique <b>ES</b> Identificador único <b>PT</b> Identificador exclusivo <b>FI</b> Ainutlaatuinen tunniste

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.