

Rembourrage : polyuréthane expansé ignifuge classe 1 IM.

MODE DE LAVAGE



Le fabricant n'est pas responsable des éventuelles variations des caractéristiques techniques du dispositif en cas de non-respect des instructions de lavage.

DÉSINFECTION







Utilisez des produits à usage médico-chirurgical.

CONSERVATION

Conservez à l'abri des sources de lumière, de la chaleur et de l'humidité.

ÉLIMINATION

Éliminez le dispositif en respectant les normes en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif.

REF	Code produit	MD	Dispositif médical
LOT	Numéro de lot		Fabricant
CE	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Date de fabrication		Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
UDI	Identifiant unique		

NE PAS retirer l'étiquette du dispositif médical, car elle permet la traçabilité du produit fourni (fabricant, UDI, numéro de lot, code produit).

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

FRANÇAIS

19/04/1/S HARNAIS DE POITRINE AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ
20/04/1/S CEINTURE ABDOMINALE AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ
21/04/1/S CEINTURE PELVIENNE AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

Avant d'effectuer toute opération, contrôlez visuellement l'état du dispositif. Si le produit présente des anomalies, contactez immédiatement le point de vente où vous avez effectué l'achat.

Erregi sas n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du dispositif. En cas d'accident grave lié à l'utilisation du dispositif, veuillez signaler l'événement au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

DESCRIPTION

Réf. 19/04/1/S, 20/04/1/S, 21/04/1/S : Ceintures de maintien réalisées en tissu polyamide imperméable classe 1, avec rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge classe 1 IM et sangles en polypropylène avec fermeture de sécurité.

INDICATIONS

Ceintures de maintien pour le maintien des patients au fauteuil roulant, confortables et pour la prévention des chutes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le dispositif doit être positionné avec une tension adéquate pour permettre le fonctionnement correct. Pour le réglage des sangles, une main plate doit passer entre le patient et le dispositif. Il est recommandé de surveiller régulièrement le patient et la zone de la ceinture.

Utilisez toujours l'appareil en portant des vêtements de protection.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'a été détectée sauf en cas de sensibilité avérée aux matériaux qui composent le produit.

COMPOSITION

Tissu extérieur : 92 % polyamide 8 % polyuréthane, ignifuge classe 1

REF 21/04/1/S (GIMA 43175)
20/04/1/S (GIMA 43176)
19/04/1/S (GIMA 43177)

 **Erregi S.a.s.**
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

