



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzì -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzi -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY

Mode d'emploi "Table de Mayo"

Base en acier inoxydable à 5 branches avec roulettes diam. 50mm. Structure et plateau amovible en acier inoxydable. Hauteur réglable de 90 à 115 cm.

Dimensions du plateau : 70x45x1,7h cm.

Tous les produits sont fabriqués en éliminant les sources de risques possibles pour l'utilisateur en cas de choc involontaire, tels que des bords coupants ou des bouts pointus.

Le produit est destiné à l'usage exclusif de la part d'un personnel médical spécialisé, instruit sur l'utilisation et l'entretien des instruments. L'utilisation à des fins non liées à sa destination n'est pas consentie. L'usage incorrect ou un mauvais ou insuffisant entretien peuvent détériorer rapidement les instruments.

- Vérifiez le serrage correct de toutes les pièces mobiles avant et pendant l'utilisation ;
- Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcools, produit de nettoyage à base de chlore, de désinfectants et de l'acétone : le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation de matériaux qui peuvent endommager la surface du produit ou des produits chimiques corrosifs utilisés pendant le nettoyage

CONDITIONS DE GARANTIE TITANOX

La garantie fournie de Titanox est de 12 mois de la date de la facture.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.


REF M600480



	IT Fabbricante ENG Manufacturer FR Fabricant
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso ENG Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	IT Leggere le istruzioni per l'uso ENG Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation
	IT Conservare al riparo dalla luce solare ENG Keep away from sunlight FR Á conserver à l'abri de la lumière du soleil
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto ENG Keep in a cool, dry place FR Á conserver dans un endroit frais et sec
	IT Codice prodotto ENG Product code FR Code produit
	IT Numero di lotto ENG Lot number FR Numéro de lot
	IT Dispositivo medico ENG Medical Device FR Dispositif médical
	IT Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I ENG The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device FR Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I



Manufacturer: TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A -
Loc. Canove de' Biazzi - 26038 Torre de' Picenardi
(CR) - Italy - www.titanox.it MADE IN ITALY



MANTENERE IN ASSE CON TRAVERSO SUPERIORE
KEEP IN AXIS WITH THE UPPER CROSSPIECE
MANTENIR DANS L'AXE DE LA TRAVERSE SUPERIEURE

M600480