



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ ΕΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όνομα Προϊόντος Ενισχυμένη Ρόμπα Μιας Χρήσης SMMS (Αποστειρωμένη)

Κωδικός Προϊόντος FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

Μέγεθος Προϊόντος Μονάδα μέτρησης: εκ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ GIMA | 21052 | 21053 | 21054 | 21055 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ FULL GUARD | FGS-RF-SM50-M | FGS-RF-SM50-L | FGS-RF-SM50-XL | FGS-RF-SM50-XXL |
| Μεγέθη | 120x140 (M) | 120x150 (L) | 130x150 (XL) | 140x160 (XXL) |
| Μήκος (Από ώμο ως στρίφωμα) | 120 | 120 | 130 | 140 |
| Φάρδος (μια στρώση) | 140 | 150 | 150 | 160 |
| Μήκος Ζώνης | 65 | 65 | 65 | 69 |
| Μήκος Μανικιού | 58 | 59 | 59 | 61 |
| Απόκλιση | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |

Μοντέλο Προϊόντος Τύπος Ρόμπας, M/L/XL/XXL

Δομή και Σύνθεση Το προϊόν χρησιμοποιεί 50g μη υφα σμένο ύφασμα SMMS. Αποτελείται από μπροστινό μέρος, πίσω μέρος, μανίκια, κορδόνια και μανσέτες. Η τεχνολογική διαδικασία περιλαμβάνει κοπή, συγκόλληση με υπερήχους, τοποθέτηση κορδονιών, αυτοκόλλητου velcro, μανσετών, πτύχωση και σφράγιση.

Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, κλινικές, εξεταστήρια, χώρους καθαριότητας, εργαστήρια, κτλ. Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές, για τη διατήρηση καλού επιπέδου υγιεινής και για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Αντενδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως

μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι βρεγμένο ή έχει ίχνη μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.

Τρόπος χρήσης του προϊόντος Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το προϊόν, τινάξτε ελαφρώς τη ρόμπα, σηκώστε τις πλευρές του γιακά, βάλτε τα χέρια μέσα στα μανίκια, απλώστε τα χέρια προς τα μπροστά και δέστε τις ζώνες.

Αποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια.

⚠ Προειδοποίηση

1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε.
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην το μοιράζεστε ποτέ με άλλους.
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής.

Ισχύει 3 έτη.

Ημερομηνία παραγωγής Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

| | | | | | | | |
|-----|--|----|---|------------|--|-----|---------------------------------|
| REF | Κωδικός προϊόντος | ⚠ | Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία | ☂ | Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον | MD | Ιατροτεχνολογικό προϊόν |
| LOT | Αριθμός παρτίδας | CE | Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 | ⌚ | Ημερομηνία λήξεως | 🌡 | Όριο θερμοκρασίας |
| 🏭 | Παραγωγή | 📅 | Ημερομηνία παραγωγής | STERILE EO | Αποστειρωμένο με αιθυλενοξειδίο | ↑↑ | Προς τα πάνω |
| 💧 | Όριο υγρασίας | 🚫 | Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη | EC REF | Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση | 🍷 | Εύθραστο, χειρίζεστε με προσοχή |
| 🚫 | Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείτε εκ νέου | ⓘ | Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης | ⚠ | Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) | UDI | Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής |

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGS-RF-SM50-M
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

