



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO

DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC

BONNETS AVEC ÉLASTIQUES

GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO

JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ

BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC

EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



GR

Όνομα Προϊόντος Σκούφος Με Λάστιχο Μιας Χρήσης
Κωδικός Προϊόντος FGDC-SE-SM35 (21097)
Μοντέλο Προϊόντος Σκούφος με λάστιχο, 62x14,5cm
Κατασκευή και Σύνθεση Ο σκούφος είναι κατασκευασμένος από 35-40g SMS, με λάστιχο για στερέωση.

Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, θαλάμους, χώρους εξέτασης, χώρους καθαρισμού, εργαστήρια κτλ. Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές για τη διατήρηση καλού επιπέδου υγιεινής και τη συμβολή στον έλεγχο των μολύνσεων.

Αντενδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι υγρό ή έχει σημάδια μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.

Τρόπος χρήσης του προϊόντος

1. Ανοίξτε τη συσκευασία με το προϊόν, βγάλτε τον σκούφο και πιέστε τα άκρα του σκούφου και με τα δύο χέρια.
2. Σηκώστε τα χέρια σας, φορέστε τον σκούφο στο κεφάλι σας και προσαρμόστε τον έτσι ώστε τα μαλλιά σας να μην είναι εκτεθειμένα.

Αποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια.



Προειδοποίηση

1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε.
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην το μοιράζεστε ποτέ με άλλο άτομο.
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα καλύμματα έχουν ζημιά.

Προσοχή: Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής.

Ισχύς 3 χρόνια

Ημερομηνία παραγωγής Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

	SE Produktkod GR Κωδικός προϊόντος		SE Skyddas från solljus GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		SE Förvara på svalt och torrt ställe GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	SE Satsnummer GR Αριθμός παρτίδας		SE Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		SE Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)
	SE Tillverkare GR Παραγωγός		SE Tillverkningsdatum GR Ημερομηνία παραγωγής		SE Medicintekniska produkten GR Ιατρική συσκευή
	SE Ej steril GR Όχι αποστειρωμένο		SE Utgångsdatum GR Ημερομηνία λήξεως		SE Använd inte en förpackning som är skadad GR Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	SE Fuktighetsgräns GR Όριο υγρασίας		SE Läs bruksanvisningen GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης		SE Engångsansordning, får ej återanvändas GR Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείτε εκ νέου
	SE Temperaturgräns GR Όριο θερμοκρασίας		SE Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση		SE Ömtålig, hanteras varsamt GR Ευθραστο, χειρίζεστε με προσοχή
	SE Den här sidan upp GR Αυτή είναι η πάνω πλευρά		SE Hanteras varsamt GR Χειρίζεστε με προσοχή		