

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘEKTIKA ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة دا ضم و بابض ل ل ة م واق م X5-PRO تار اظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت سا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Οδηγίες χρήσης

Μοντέλο: Απλός τύπος

Αναθ. Α/1 Αποτελεσματικό: 2020-4-

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά γυαλιά για χρήση σε ιατρικές εφαρμογές προορίζονται να δημιουργήσουν ένα φυσικό φράγμα που διαχωρίζει τα μάτια από το άμεσο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή εμποδίζει τα υγρά ή τα σταγονίδια να έρθουν σε επαφή με τον χρήστη. Τα προστατευτικά γυαλιά για χρήση σε ιατρικές εφαρμογές προορίζονται για μία μόνο χρήση.

Προβλεπόμενη χρήση:

προστασία των συναφών βλεννογόνων μεμβρανών των ματιών από πιτσιλιές, ψεκασμούς και πιτσιλιές σωματικών υγρών.

Αντενδείξεις:

Καμία.

Παρενέργειες προϊόντος:

Αυτό το προϊόν δεν έχει παρενέργειες.

Προειδοποίηση:

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν τα εξαρτήματά του παρουσιάζουν οποιοδήποτε σημάδι βλάβης.
- Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στην επισήμανση της συσκευασίας.
- Απορρίψτε το προϊόν ως βιολογικά επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με το θεσμικό πρωτόκολλο.

Χρήση:












Βγάλτε τα γυαλιά από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό βραχίονα των γυαλιών σε μια άνετη θέση και φορέστε τα στο αυτί.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία 0– 30°C.

Κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως.1.

Επεξήγηση συμβόλων:

	Ημερομηνία λήξεως		Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου.
	Αριθμός παρτίδας		Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Ημερομηνία παραγωγής		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Παραγωγός		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Κωδικός προϊόντος		

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

Έκδοση CE ΜΑΠ Κατ. II από:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
 Notified Body 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany
 σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 -
 Εναρμονισμένο EN 166: 2001 Οδηγία 2001/95/ΕΚ