

**OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI**  
**MEDICAL ISOLATION GOGGLES**  
**LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT**  
**GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO**  
**ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO**  
**MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE**  
**ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ**  
**MEDISCHE ISOLATIEBRIL**  
**MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE**  
**MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE**  
**LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT**  
**MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE**  
**OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE**  
**LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE**  
**MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA**  
**MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE**  
**ORVOSI SZEMÉVEZET**  
**OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL**  
**МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА**  
**ةي بطل لزعلا تاراظن**

**REF** GDG02 (Gima 25266)



**Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd**  
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,  
318020 Zhejiang China  
www.chinagongdong.com  
Made in China



**ZOUSTECH S.L.**  
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,  
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuaja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**Οδηγίες χρήσης**

Μοντέλο: Πλήρως κλειστό με αεραγωγό

Αναθ. Α/1 Αποτελεσματικό: 2020-4-

**Περιγραφή:**

Τα προστατευτικά γυαλιά για χρήση σε ιατρικές εφαρμογές προορίζονται να δημιουργήσουν ένα φυσικό φράγμα που διαχωρίζει τα μάτια από το άμεσο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή εμποδίζει τα υγρά ή τα σταγονίδια να έρθουν σε επαφή με τον χρήστη. Τα προστατευτικά γυαλιά για χρήση σε ιατρικές εφαρμογές προορίζονται για μία μόνο χρήση.

**Προβλεπόμενη χρήση:**

προστασία των συναφών βλεννογόνων μεμβρανών των ματιών από πιτσιλιές, ψεκασμούς και πιτσιλιές σωματικών υγρών.

**Αντενδείξεις:**

Καμία.

**Παρενέργειες προϊόντος:**

Αυτό το προϊόν δεν έχει παρενέργειες.

**Προειδοποίηση:**

1. Μην το χρησιμοποιείτε εάν τα εξαρτήματά του παρουσιάζουν οποιοδήποτε σημάδι βλάβης.
2. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στην επισήμανση της συσκευασίας.
3. Απορρίψτε το προϊόν ως βιολογικά επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με το θεσμικό πρωτόκολλο.












**Χρήση:**

Βγάλτε τα γυαλιά από τη σακούλα συσκευασίας, επιβεβαιώστε ότι τα γυαλιά είναι σε καλή κατάσταση και κόψτε την προστατευτική μεμβράνη. τα γυαλιά θα στερεώσουν την ελαστική ταινία στο πίσω μέρος του κεφαλιού και θα προσαρμόσουν τη συσκευή μαλακής στερέωσης ώστε να ταιριάζει στενά με το πρόσωπο.

**Αποθήκευση:**

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία 0– 30°C. Κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως.1.

**Επεξήγηση συμβόλων:**

	Ημερομηνία λήξεως		Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου.
	Αριθμός παρτίδας		Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Ημερομηνία παραγωγής		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Παραγωγός		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Κωδικός προϊόντος		

**ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA**

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

**Έκδοση CE ΜΑΠ Κατ. II από:**

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH  
 Notified Body 0196 Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany  
 σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 -  
 Εναρμονισμένο EN 166: 2001 Οδηγία 2001/95/ΕΚ