



GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Όδηγίες χρήσης:

Κατευθύνσεις:

1. Ενεργοποιήστε το θερμόμετρο πιέζοντας το πλήκτρο.
2. Αρχικά το θερμόμετρο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ). Αμέσως μετά το θερμόμετρο είναι έτοιμο προς χρήση.
3. Τοποθετήστε την άκρη του θερμόμετρου στο ορθό ή στα. τροφή
4. Εντός 6 δευτερολέπτων το θερμόμετρο θα εκπέμψει ηχητικό σήμα (μπιπ) κι εν συνεχεία η μέτρηση θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Το θερμόμετρο απενεργοποιείται αυτομάτως εάν παραμείνει ανενεργό για 15 δευτερόλεπτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Στιγμιαία μέτρηση της θερμοκρασίας εντός 6 δευτερολέπτων
- Το ηχητικό σήμα 'μπιπ' υποδεικνύει
- Οθόνη LCD και μνήμη
- Εμφανίζει τη θερμοκρασία σε κλίμακα Φαρενάιτ ή Κελσίου.
- Εύκολο στη χρήση:
- Αξιόπιστο κ' υγιεινό κ' ασφαλές
- Απενεργοποιείται αυτομάτως μετά από 15 δευτερόλεπτα.
- Ιδανικό για τη μέτρηση της θερμοκρασίας διαφόρων ζώων, όπως π.χ. σκύλου, γάτας, χοίρου, βοοειδών, κτλ.

Εύρος μέτρησης:

(32,00~44,00)°C, (89,6~111,2)°F

Ακρίβεια

+/- 0,1°C ανάμεσα σε 35,00°C και 39,00°C

+/- 0,2°F ανάμεσα σε 95°F και 102,20°F

+/- 0,2°C κάτω από 35,00°C πάνω από 39,00°C

+/- 0,4°F κάτω από 95,00°F πάνω από 102,20°F

τύπος μπαταρίας: 2x1,5V (AAA) DC

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Περίπου 5000 μετρήσεις Διαστάσεις: 190x110x35mm

M-25588_r-Rev.0.09.17

REF

25588 / KDV-03



Kellyunion Electronics Co., Ltd
No. 114, Five Star Village, Jiangkou Town
Hanjiang District 351115 Putian, Fujian
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

EC REP

Landlink GmbH

Dorfstrasse 2/4, Emmendingen,
79312 Germany

