



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**FRANTUMAPILLOLE  
PILL PULVERIZER  
BROYEUR DE PILULES  
TRITURADOR DE PÍLDORAS  
TABLETTENZERKLEINERER  
ESMAGADOR DE PÍLULAS  
KRUSZARKA DO TABLETEK  
ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ

Κονιοποιεί χάπια κάθε μεγέθους.

- 1) Τοποθετήστε το χάπι στην διάφανη κοιλότητα
- 2) Βιδώστε το μπλέ μέρος μέχρι το τέλος
- 3) Διαλύστε το φάρμακο σε σκόνη στο γάλα, νερό...

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη κομματιάζετε κάψουλες προγραμματισμένες στον χρόνο, εάν αμφιβάλετε, συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας.

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

## GIMA 25731

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante  
Fabricante/Hersteller/ProducentΚατασκευαστής  
**Ningbo Pinbo Plastic Manufactory Co., LTD**  
6F, No.17 Building, 636 Duantang East Rd, Ningbo, 315012 China  
Made in China

**REF** **PT97644**

M25731-M-Rev.4-11.24

Importato da / Imported by / Importé par  
Importado por / Importado por / Importiert von  
Importowane przez / Εισαγωγή από:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



