



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI
AUTOCLAVABLE PLASTIC BASINS
CUVES EN PLASTIQUE STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE
CUBETAS DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE
BACIAS EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEIS
KUNSTSTOFFSCHALEN IN AUTOKLAVEN STERILISIERBAR
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ
أحواض بلاستيكية قابلة للتعقيم بالأوتوكلاف

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, προβείτε σε αποστείρωση.

Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτόκαυστο κλίβανο με μέγιστη θερμοκρασία τους 137°C, αλλά προτού προχωρήσετε σε αυτή την ενέργεια συιστάται το πλύσιμο του προϊόντος σε πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15883. Τοποθετήστε το προϊόν καθαρό και χωρίς εμπόδια έτσι ώστε τόσο κατά την πλύση όσο και κατά την αποστείρωση να μην παρεμποδίζεται η σωστή κυκλοφορία του νερού και του ατμού. Αποφύγετε την ξηρή αποστείρωση και τη χρήση διαλυτών ή λιπαντικών ουσιών για τον καθαρισμό και χρησιμοποιήστε μόνο συμβατά προϊόντα με πολυπροπυλένιο. Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μικρότερη από 4°C. Διάρκεια ζωής προϊόντος περίπου 36 μήνες.



Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος πρέπει να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διάθεσή του. Μην το απορρίπτετε στο περιβάλλον!

REF

26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635
26636 - 26638 - 26639 - 26640



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in UK

