



seca 700

Lieferumfang • Scope of supply • Configuration • Programma di consegna • Alcance del suministro • Leveringsomfang • Leveransomfattning • Inkludert i leveringene • Toimituksen sisältö • Omvang van de levering • Material fornecido • Περιεχόμενα παράδοσης







Montieren • Mounting • Monter • Montaggio • Montar • Montering • Monter • Asennus • Monteren • Montagem • Συναρμολόγηση



2

seca 700



Justieren • Adjusting • Ajuster • Regolazione • Ajustar • Justering • Justering • Justere • Säätö • Justeren • Ajuste • Ρύθμιση



3

seca 700

Wiegen • Weighing • Peser • Pesatura • Pesar • Vejning • Vägning • Veie • Punnitus • Wegen • Pesar • Ζύγιση




4

seca 700

Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques • Dati tecnici • Datos técnicos • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot • Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά χαρακτηριστικά

220 kg	50 g		+10 °C ... +40 °C	a = 520 mm	16,9 kg
500 lbs	1/8 lbs			b = 519 mm	
160 kg / 400 lbs	100 g / 1/4 lbs			c = 1556 + 10 mm	

# seca 700



**GB - Εγγύηση**

Για ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής, ισχύει διετής προθεσμία εγγύησης από την ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα κοινά ελαττώματα, όπως π.χ. μεταβολές καλώδια, προφαντικά ουσιαστικές «λ.π.», αποκλείονται από την εγγύηση αυτή. Ελαττώματα, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση, επιδιορθώνονται δωρεάν για τον πελάτη με προσαγωγή της απόδοσης αγοράς. Περαιτέρω αδειασίες δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη, εάν η συσκευή βρίσκεται σε άλλο μέρος από την έδρα του πελάτη. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται στη μεταφορά, μπορεί να εγερθεί εγγυητική αξίωση μόνο εφόσον χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές η πλήρης γνήσια συσκευασία και η ζυγαριά ασφαλισμένη και στερεωμένη στη συσκευασία όπως κατά τη γνήσια συσκευασία της. Για τα λόγια αυτά διαφυλάξτε σε ασφαλείς μέρος όλα τα μέρη της συσκευασίας. Δεν υφίσταται εγγυητική αξίωση, εάν η συσκευή ανοιχτεί από άτομα, τα οποία δεν είναι η ρητή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό από την εταιρεία seca. Παρακαλούμε τους πελάτες μας στο εξωτερικό, σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης, να απευθύνθούν άμεσα στην αντιπροσωπεία αγοράς της εκάστοτε χώρας.

**seca deutschland**  
 Medical Scales and Measuring Systems  
 seca gmbh & co. kg,  
 Hammer Steindamm 9-25  
 22089 Hamburg • Germany  
 Phone • +49 (0)40 20 00 00 0  
 Fax • +49 (0)40 20 00 00 50  
 E-mail • info@seca.com  
 All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

**seca group**  
 seca deutschland  
 seca france  
 seca united kingdom  
 seca north america  
 seca schweiz  
 seca zhong guo  
 seca nihon  
 seca mexico  
 seca austria

17-10-06-299f/08 G