



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

REF **KDB-504E (GIMA 27704)**

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

 **EC REP** SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Η συσκευασμένη Προστατευτική Ράγα Κρεβατιού πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό, καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς διαβρωτικά αέρια. Αποφύγετε την υγρασία, το δυνατό φως και τις πηγές θερμότητας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε το προϊόν μετά τη χρήση για να συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς. Οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το προϊόν που παρέχεται από την εταιρεία μας πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα σας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ:

Σύμβολο	Εννοια	Σύμβολο	Εννοια
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν συμμορφούμενο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745		Ιατρική συσκευή
	Manufacturer		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Ημερομηνία κατασκευής		Φυλάσσεται μακριά από το φως του ήλιου
	Αριθμός παρτίδας		Μη αποστειρωμένο
	Προειδοποίηση: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης		Κωδικός προϊόντος
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης		Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος
	Εισαγωγή από		

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ

Προστατευτική ράγα κρεβατιού

Αριθμός μοντέλου: KDB-504E

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως μέσο στήριξης που προστατεύει τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους και τα εξασθενημένα άτομα από πτώση όταν ξαπλώνουν ή σηκώνονται από το κρεβάτι.

Μοντέλο	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ικανότητα φορτίου	Υλικό	Εικόνα	Πτυσσόμενο	Ρυθμιζόμενο ύψος
KDB-504E	Προστατευτική ράγα κρεβατιού	125KG	Σίδηρο		ΝΑΙ	ΝΑΙ

Προειδοποιούνται οι χρήστες που έχουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένες πρωτεΐνες λατέξ ότι τα πόδια περιέχουν φυσικό καουτσούκ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε και σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Εάν χρειάζεστε οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα και ανταλλακτικό θα πρέπει να το παραγγέλνετε μόνο από τον κατασκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σφραγίστε την Προστατευτική Ράγα Κρεβατιού μέσα σε μια πλαστική σακούλα και έπειτα τοποθετήστε την σε χαρτοκιβώτιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ