



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SOSTEGNO PER SACCHE URINA
CON COPERTURA RIUTILIZZABILE**

**HANGER HOLDER WITH REUSABLE COVER FOR URINE
BAG**

**CROCHET AVEC ENVELOPPE RÉUTILISABLE POUR
POCHE À URINE**

**GANCHO CON COBERTURA REUTILIZABLE PARA BOLSA
ORINA**

**SUPORTE DE CABIDE COM CAPA REUTILIZÁVEL PARA
SACO DE URINA**

**BÜGELHALTER MIT WIEDERVERWENDBARER
HÜLLE FÜR URINBEUTEL**

**WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ Z POKRYCIEM
WIELOKROTNEGO UŻYTKU**

**ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ**



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κρεμάστρα με επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα για ουροσυλλέκτη

Οδηγίες χρήσης:

- Τοποθετήστε τον ουροσυλλέκτη μέσα στο κάλυμμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η κλίμακα που είναι τυπωμένη επάνω στον ουροσυλλέκτη φαίνεται από το παραθυράκι.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον ουροσυλλέκτη με κάτω βαλβίδα, περάστε τη βαλβίδα εξόδου μέσα από την οπή στο κάτω μέρος.
- Τοποθετήστε την κρεμάστρα στις αντίστοιχες οπές για να κρεμάσετε τον ουροσυλλέκτη.

REF 28698

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por /
Eingeführt von / Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Israel

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant n/ Fabricante / Hersteller/ Fabricante /
Producent/ Κατασκευαστής:

Mizra Medical Ltd.

21 Hasadna Street, Industrial Park, Holon, 5881411, Israel
dror@mizramedical.com