

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Εγχειρίδιο χρήσης

Το Thermo Feel είναι ένα εργαλείο κυλινδρικού σχήματος, τα άκρα του οποίου είναι κατασκευασμένα το ένα από χάλυβα και το άλλο από πλαστικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική θερμική ιδιότητα των δύο υλικών, τα οποία τοποθετούνται εναλλάξ σε επαφή με το δέρμα (δείτε εικόνες), ο ασθενής ερωτάται εάν αντιλαμβάνεται τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Το Thermo Feel δεν είναι Ιατροτεχνολογικό Προϊόν αλλά αποτελεί απλώς ένα ενδεικτικό βοηθητικό εργαλείο για τον αρχικό έλεγχο του ενδεχόμενου κινδύνου νευροπάθειας σε άτομα με διαβήτη. Τα αποτελέσματα που παρέχονται δεν έχουν διαγνωστικό σκοπό.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

REF 31278



Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por
/ Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit
de / Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza /
Išplatino / Разпространяван от / توزيع

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China