



# GIMA

Matita dermatografica GIMA con temperamatite  
GIMA dermatograph pencil with pencil sharpener  
Crayon dermatographique GIMA avec taille-crayon  
Lápiz dermatográfico GIMA con sacapuntas  
Lápis dermatográfico GIMA com apara-lápis  
Dermographischer Stift GIMA mit Anspitzer  
GIMA Jelőíő ceruza ceruzahegyzővel  
Dermografisk penna GIMA med pennvässare  
Ołówek dermatograficzny GIMA z temperówką  
Creion dermatograf GIMA cu ascuțitoare pentru creioane  
Δερμογραφικό μολύβι GIMA με ξύστρα  
ةاربم م ع GIMA دلج م ل ق

---

**GIMA****GIMA****GIMA**

210.0 mm

297.0 mm

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τα δερμογραφικά μολύβια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων.

Ξύλινο δερμογραφικό μολύβι κέδρου με μύτη 4,4 χιλ. και κυλινδρικό σώμα ίδιου χρώματος με τη μύτη. Ιδανικό για να γράφετε και να σημειώνετε πάνω στο δέρμα.

Χρησιμοποιείται επίσης ως καλυπτικό [μέσο] σε θεραπείες με λέιζερ.

Το προϊόν εφαρμόζεται σε καθαρό δέρμα χωρίς αμυχές ώστε να αποφεύγονται οι παρενέργειες/μολύνσεις από βακτηρίδια ή μύκητες.

Ελέγξτε για φαινόμενα υπερευαισθησίας

Συσκευή ενός ασθενούς

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.



Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Distribuído por/Verteilt durch/Terjeszti/Distribueras av/Dystrybuowane przez/Dystrybuowane przez/Διανέμεται από/توزيع من عزوم:  
**Gima S.p.A.** - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Von importiert/Importált innen/Importerad från/Importowane z/Importat din/Εισαγωγή από/قيدت من عزوم/سهم:  
**Solution Group S.r.l.** - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - Italy  
solutiongroup@legalmail.it - [www.solutiongroup.it](http://www.solutiongroup.it)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/  
Hersteller/Gyártó/Tillverkare/Producent/Producător/Fabrica/عناصلا:  
NINGBO GECEN PROMOTION & GIFT CO., LTD  
B106-109, No.535, Qingshuiqiao Road, HiTech Zone, Ningbo, China - Made in China  
Email:ason@nbgecen.com

**REF** DP-001, DP-002, DP-003, DP-004

**GIMA 33175, 33176, 33177, 33178**



M33175-M-Rev.5.01.25

297.0 mm

210.0 mm