

ΕΛ - ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΜΙΑΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Τα επιστόμια μιας χρήσης προορίζονται για χρήση μαζί με εξοπλισμό μελέτης πνευμονικής λειτουργίας και επιτρέπουν στον ασθενή να πραγματοποιήσει τη δοκιμή χωρίς να έχει άμεση επαφή με τον εξοπλισμό. Ο ασθενής χειρίζεται προσωπικά το επιστόμιο εισάγοντάς το στη συσκευή. Τα επιστόμια πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε επαφή με ανέπαφο, καθαρό και υγιές δέρμα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: τα στοιχεία αναγνώρισης (κωδικός, παρτίδα και ημερομηνία παραγωγής) εμφανίζονται στην ετικέτα αναγνώρισης στο κουτί.

ΧΡΗΣΗ:

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης της συσκευής όπου εφαρμόζεται το επιστόμιο. Εισαγάγετε το επιστόμιο στον αισθητήρα της συσκευής (τουρμπίνα ή πνευμονοταχόμετρο) χωρίς πίεση.

Μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ το επιστόμιο, για να αποφύγετε την έκθεση του ασθενούς στον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης.

Μην ανοίγετε πριν τη χρήση.

Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση στην παιδιατρική νεογνών.

Πριν από τη χρήση, αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ: μετά τη χρήση, το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε κανονικά μη τοξικά δοχεία στερεών απορριμμάτων ή στα γενικά νοσοκομειακά απόβλητα.



Προσοχή, εάν η συσκευή επαναχρησιμοποιηθεί υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης για τον ασθενή που την επαναχρησιμοποιήσει

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: με βάση τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα διαφόρων αναλύσεων, δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες που προκύπτουν από την κατάλληλη χρήση του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η ατομική συσκευασία σε θερμοσφραγισμένη σακούλα εγγυάται την απουσία βακτηριακού φορτίου, το οποίο παρακολουθείται περιοδικά σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή. Εάν η συσκευή επαναχρησιμοποιηθεί, υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης για τον ασθενή που την επαναχρησιμοποιήσει.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750