




SIZE 0,5 1 A




SIZE 3 4 5 C - D



SIZE 5,5 6 E - F - G




SURGIVEST




surgifix®

شبكة أنبوبية مرنة
 Elastична мрежеста превръзка с цилиндрична форма
 Elastický tubulární obvaz
 Elastisk net tubebandage
 Elastne võrkside
 Elastinen verkkoside
 Filet tubulaire élastique
 伸縮ネットホータイ
 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
 Elastic tubular net bandage
 Rete tubolare elastica
 Elastīga tubulāra tīklveida saite
 Užmaunamas elastinis tinklinis tvarstis
 Elastisch tubulair netverband
 Elastisk nettbandasje
 Elastyczny rurkowy bandaż siatkowy
 Rede tubular elástica
 Faşa elastică din plasă tubulară
 Трубчатая эластичная сетка
 Elastický tubulárny obvaz
 Elastcna mreža za cez povoj
 Malla tubular elástica
 Elastisk tubgasbinda
 Elastischer Netzschlauchverband
 Elastik Tubuler File Bandaj
 Rugalmas csőszerű hálókötés


SIZE 2 3 B - C




SIZE 5 5,5 C - D




SIZE 6 7 8 9 10 G - H - I



SURGISLIP



SIZE 5,5 D - E - F



Via delle Poste, 16
 14010 Dusino San Michele (AT) - Italy
 www.fraproduction.it

EL

Προορισμός χρήσης: Σιληνοειδές ελαστικό πλέγμα για τη συγκράτηση της αγωγής.

Προειδοποιήσεις:

- Μη το χρησιμοποιείται σε επαφή με το τραύμα
- Αποφύγετε την ακατάλληλη χρήση
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Το προϊόν φοριέται και δεν τυλίγεται
- Μην καταπίνετε.
- Αν το προϊόν σφίγγει υπερβολικά, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος.
- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, υγρασίας και φωτός.
- Για το Surgifix που περιέχει λατέξ: Αναστείλατε τη χρήση σε περίπτωση επιδερμικής ευαισθησίας στο λατέξ.